



SCHEMA TECNICA

SEDIA DA COMODO MOD. 139E

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Sedia da comodo con ruote piroettanti, le posteriori dotate di freno di stazionamento, braccioli ribaltabili e pedane estraibili e regolabili in altezza.

CODICE ISO: 09.12.03.006 (ex 12.21.03.003)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **2139193/R.**

CODICE PRODOTTO: 7000578

MISURE: La sedia da comodo mod. 139E è disponibile nella misura di sedile da cm.42

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La sedia da comodo mod. 139E è completa di dispositivo WC.

- Sedile con foro e copri sedile in skai lavabile ed ignifugo.
- Braccioli ribaltabili.
- Pedane estraibili, piatto pedana regolabile in altezza.
- Colori disponibili: - telaio blu C27 e rivestimento nero.
- Ruote da mm 100 con le due posteriori frenanti.

MATERIALE: Telaio in acciaio e sedile e schienale in skai. No latex.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La sedia da comodo mod. 139E è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182), ISO 17966:2016 ed è marchiata CE. L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

GARANZIA: La sedia da comodo mod. 139E è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

