



SCHEDA TECNICA

SEDIA DA COMODO MOD. 9301A

DITTA PRODUTTRICE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Sedia da comodo in acciaio verniciato. Sedile e schienale anatomici imbottiti, apertura del sedile frontale con maniglia, schienale reclinabile a 30°. Telaio seduta regolabile in larghezza, in modo da potervi adattare i cuscini nelle larghezze seduta cm.39-43-46-50-53. Braccioli ribaltabili ed estraibili, pedane elevabili con appoggiapolsi. Risulta essere utile a soggetti, con scarsa mobilità, a muoversi autonomamente all'interno di una abitazione.

CODICI ISO: 09.12.03.012/09.12.91.003/09.12.91.006 (ex 12.21.09.003/12.24.06.121)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 2278242/R**

MISURE: La sedia da comodo mod. 9301A è disponibile nelle misure sedile da cm. 39-43-46-50-53, con profondità cm.45.

CARATTERISTICHE: La sedia da comodo mod. 9301A è disponibile con o senza dispositivo wc

- Schienale reclinabile a 30°;
- Braccioli estraibili;
- Ruote anteriori estraibili da 24 x 1 3/8 krypton (piene soft);
- Ruote posteriori 200 x 50 krypton (piene soft);
- Pedane regolabili in altezza ed elevabili;
- Colori disponibili: telaio argento, rivestimento blu in materiale lavabile.
- Portata massima: Kg 100.

MATERIALE: Telaio in acciaio e sedile e schienale in skai. No latex.

ACCESSORI PER DETTA:

- Cuneo divaricatore B22
- Cuscinetti di spinta per il tronco L04/B
- Appoggiatesta normale L06
- Appoggiatesta regolabile L55
- Braccioli regolabili in altezza B05
- Tavolino B12

CONFORMITÀ: La sedia da comodo mod. 9301A è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Il sedile e lo schienale sono stati testati secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La sedia da comodo mod.9301A è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Isr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

